

# プラスチック用 発泡漏れ検査剤 タセト リークチェック P

## 用途

医療用ポンペのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査

## 特徴

プラスチック（ポリカーボネートやアクリル樹脂など）を使用したガスポンペのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。



## ケミカルクラックの発生状況

曲げやネジの締結等の力を加えた状態を模擬的に再現した加速試験において、短冊状のポリカーボネート素材の試験片に、一般的な発泡漏れ検査剤を塗布すると・・・  
引っ張りの応力がかかる面に微小な亀裂（ケミカルクラック）が発生し、さらに時間が経過すると破断します。



**タセト** リークチェック P は、この微小なケミカルクラックの発生を誘引しません。

## 使用上の注意点

本製品は、塗装等の表面処理を施していない炭素鋼に本製品が残留した場合、環境によって若干の変色が発生する場合があります。

## 法令関連

毒物劇物取締法	非該当
有機溶剤中毒予防規則	非該当
消防法危険物	非該当

### 外観

無色透明液体

### 包装単位

300 mL / ボトル

6本 / ケース

\*製品の改良のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。

# 株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15  
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911  
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-395-6464  
FAX:022-395-8900

■関東支店 TEL:048-767-8507  
FAX:048-767-8527

■東京支店 TEL:045-624-8952  
FAX:045-624-8953

■名古屋支店 TEL:052-746-3737  
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911  
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161  
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730  
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026  
FAX:092-291-4613

取扱店